


Regulerbar skinne med hjul



- ✎ Når barnet vokser og fodpladen skal rykkes frem, for at give understøttelse af hele foden, er løsningen her.
- ✎ Kanten af fodpladen må ikke rage længere ud end forkanten på stolen. Derfor monteres der en skinne som kan trækkes ud.
- ✎ Skinnen reguleres let ved brug af en skruetrækker og svensknøgle el. 10 mm gaffelnøgle.
- ✎ Skinnen har 4 små drejelige hjul påmonteret. Stolen er derfor hævet ca. 3 cm over gulvet.
- ✎ De bageste hjul er med bremse.



Skinner med hjul uden montering (pr. sæt)		

September 2009

Levering iflg. PostDanmarks takster