










Turny Plus






Hvem kan anvende Turny Plus

-  Turny Plus er målrettet den Bruger, der ikke er i stand til holde en bog eller blad åbent og samtidig vende en side.
-  Turny Plus kan anvendes af Brugeren, der har mindst én kontrolleret bevægelse. Det kan være ved foden, knæet, armen, hånden, fingrene eller hovedet.
-  Brugeren, som gerne vil læse i sine egne bøger eller ugeblade, men ikke kan selv.
-  Brugeren, som ikke har megen eller ingen kraft i hænder og arme.
-  Brugeren i kørestol, og Brugeren der ikke kan læne sig frem mod bordet og bogen, kan også anvende Turny Plus, idet bogen står skrånstillet.

Turny Plus funktioner

-  Siden vendes ved hjælp af en svingarm, hvorpå der er monteret en klæberulle (Leukosilk 2,5cm). Klæberullen fastholder siden, indtil den er vendt.
-  Turny Plus giver mulighed for at bladre fremad og tilbage i bogen eller bladet. Det vil sige, at en Hebraisk bog kan læses uden problemer.
-  Turny Plus kan bruges til bøger og blade i bredderne 11½ – 21 cm og bogtykkelser op til **6 cm** (lukket bog).
-  Et udvalg af ekstraudstyr gør det muligt at tilpasse modellen individuelt til Brugeren.

Ekstraudstyr, når det er svært

-  **0/1-kontakter** i forskellige udformninger og størrelser. 0/1-kontakt anvendes, når Luftpudekontakten ikke fungerer for Brugeren.
-  **Infrarød fjernbetjening**, når aktivering af Turny Plus foregår via el-kørestolens styreboks.
-  **Gulvstativ TP**, så læseafstanden bliver optimal.

Der medfølger:

1 stk. Turny Plus, 2 stk. Metalklemmer, 1 stk. Ledning til strømforsyningen, 1 stk. Luftpude kontakt, 1 rulle Leukosilk 2,5 cm og manual.

Inklusiv montering, opstilling og tilpasning.

Vare nr: 0781 & HMI nr: 35020

December 2018